

VOLKSROLLI®
by MED-TEC



SEINE *Ausstattung* MACHT IHN ZU ETWAS *Besonderem*

Einfaches Wechseln
der 360 ° **Steuerung**
von rechts nach links oder
von vorne nach hinten
(für Begleitpersonen)

Ergonomisches
Sitzpolster und
optimale Sitzhöhe

Integrierte
Vorder- u. Rückleuchten
(über die Steuerung bedienbar)

Fußstütze
komplett nach hinten
einklappbar
und in der Länge
verstellbar



Auf Rezept

Praktische **Staufächer**
an der **Rückenlehne** und
unterhalb des **Sitzes**

Armlehnen beidseitig
hochklappbar

Rückenlehne
einstellbar

Inklusive Kippschutz

Robuste **Vollgummi-Bereifung**
für jeden Untergrund
geeignet (demontierbar)

Fußbrett komplett nach
hinten einklappbar und
längenverstellbar




Rückenlehne einstellbar

Einfaches Wechseln der Steuerung
von rechts nach links
oder nach hinten für Begleitpersonen



Armlehnen beidseitig
hochklappbar,
mit praktischem Getränkehalter

USB-Ladenmöglichkeit
für Mobilgeräte



Inklusive Kippschutz



Rückentasche



Rückentasche



Rückentasche



Rückentasche



Rückentasche

Einzigartige MERKMALE UND *fortschrittliche* TECHNIK...

... EINFACH *strahlend* SCHÖN!

SOUVERÄNITÄT IM *Alltag* – DURCH BEEINDRUCKENDE *Technik*

Beschreibung	Werte
Hilfsmittelnummer	18.50.07.0010
Gesamtlänge	88 cm
Gesamtbreite	60 cm
Gesamthöhe	100 cm
Maße gefaltet	60 x 40 x 82 cm
Sitzhöhe	56 cm bis 60* cm
Sitzbreite	47 cm bis 57* cm
Sitztiefe	46 cm
Gewicht, netto	28 kg
Gewicht pro Akku	1,5 kg
Belastbarkeit max.	150 kg
Vorderrad	16 cm (8 Zoll), Vollgummi
Hinterrad	33 cm (12,5 Zoll), Vollgummi
Steigungswinkel	12° Grad (21%)
Motorleistung	2 x 24 Volt, 250 Watt
Akkuleistung	2 x 24 Volt, 6AH Lithium-Ionen-Batterie
Ladegerät	24 Volt, 2A
Reichweite (bei 100% Ladung)	24 km (2 Akkus à 12 Kilometer)
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h (stufenlos einstellbar)

* optionales Zubehör



Weitere Infos:
volksrolle.de



Individualität ist unser Markenzeichen...

DAS **Zubehör** FÜR IHREN VOLKSROLLI



Zubehör- und Ersatzteilkatalog **Volksrolli** (Stand 09.2024)

ARTIKELBESCHREIBUNG	TÜCKENPREIS (V/P/BRUTO) **
Reisetasche/Schutzhülle (inkl. Volksrolli-Bestickung)	1,00,- EUR
Rucksack zur Anbringung an der Rückenlehne des Rollstuhls (inkl. Volksrolli-Bestickung)	5,90,- EUR
Armlenhentasche (inkl. Volksrolli-Bestickung)	1,90,- EUR
Staufach/Tasche unterhalb des Sitzes (inkl. Volksrolli-Bestickung)	2,90,- EUR
Einkaufsnetz zur seitlichen Anbringung am Rollstuhl	2,90,- EUR
Batterietasche (inkl. Volksrolli-Bestickung)	2,90,- EUR
Teleskop-Rampe, bspw. für ein vereinfachtes Verstauen im Auto (inkl. Tasche)	19,90,- EUR
Kofferraummatte / Ladekantenschutz (inkl. Volksrolli-Bestickung)	4,90,- EUR
Rückenpolster in Standardausführung (inkl. Volksrolli-Bestickung)	3,90,- EUR
Sitzkissen in Standardausführung von 6 cm Stärke	4,90,- EUR
Sitzkissen, erhöht und von 10 cm Stärke	5,90,- EUR**
Sitzverbreiterung (+10 cm)	6,90,- EUR**
Getränkehälter, inkl. Befestigungsmaterial	1,90,- EUR
Stockhalter	14,90,- EUR**
Armlenhne links oder rechts, in Standardausführung	2,90,- EUR
Kopfstütze, inkl. Befestigungsmaterial	19,90,- EUR**
Beinstütze links oder rechts	12,90,- EUR**
Steuerung (komplettes Modul, inkl. Kabel, installiert auf Montageplatte)	25,00,- EUR
Pflegesteuerungsset „elektrisch“ (Montage-/Adapterplatte, inkl. Befestigungsmaterial, zur Anbringung der Hauptsteuerung hinten, für Begleitperson)	69,00,- EUR**
Pflegesteuerungsset „manuell“ (Set von 2 Stück Schiebegriffen, inkl. Befestigungsmaterial zur Montage hinten an der Rücklehne, für Begleitperson)	12,00,- EUR
Kugelkopfsteuerung (Tausch/Umbau Joystick-Standard auf „Golfball-Ausführung“)	25,00,- EUR**
Hinterreifen links oder rechts (Vollgummi, inkl. Motoreinheit)	29,90,- EUR
Vorderreifen links oder rechts (Vollgummi, inkl. Gelenk/Feder)	69,00,- EUR
Fußbrett (komplettes Modul, inkl. Rohrkonstruktion und Auflage)	11,00,- EUR
Batterie	5,20,- EUR
Ladekabel	3,90,- EUR

*Sofern es sich nicht um medizinisch notwendiges Zubehör handelt, da andererseits kostenfrei im Zuge der Bestellung eines Volksrollis

DAS SOLLTEN SIE ÜBER **Rollstühle** WISSEN



Ein Rollstuhl gibt Ihnen und Ihren Angehörigen die Mobilität zurück, die durch körperliche Einschränkungen im Alter verloren gegangen ist. Durch einen Rollstuhl bietet sich die Möglichkeit wieder am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.

Dadurch lässt sich die Lebensqualität und der Bewegungsradius erheblich verbessern, ohne viel Geld ausgeben zu müssen.

Für wen eignet sich ein Rollstuhl?

Rollstühle sind für viele Menschen ein unentbehrliches Hilfsmittel im Alltag. Der Rollstuhl macht die Mobilität für Personen mit körperlichen Einschränkungen wieder möglich.

Auch psychisch trägt dies zur Verbesserung der Lebensqualität bei. Der Rollstuhl ermöglicht mehr Selbstständigkeit.

Bei klassischen Rollstuhl-Modellen werden die Räder von Ihnen per Hand angetrieben oder Ihr Angehöriger kann Sie schieben. Möchten Sie die Gelenke Ihres Angehörigen schonen, dann ist eine optionale Begleitsteuerung eine große Erleichterung.

Auch bei einer kurzweiligen körperlichen Einschränkung helfen Rollstühle unkompliziert weiter. In diesem Fall wird das Modell einfach ausgeliehen und dann zurückgegeben, wenn es nicht mehr gebraucht wird.

Faltbare Modelle sind auch in Autos mit kleinen Kofferräumen problemlos zu transportieren und somit auch überregional ein treuer Begleiter.

Der faltbare Elektrorollstuhl

Mobil und unabhängig – das ist mit herkömmlichen Rollstühlen oft nur schwer möglich. Unser Rollstuhl ermöglicht Ihnen ab sofort die Fortbewegung mittels elektrischem Antrieb auf technisch höchstem Niveau.

Mit seinem geringen Gewicht, einem minimalen Platzbedarf und der großen Reichweite, passt sich ein faltbarer Elektrorollstuhl perfekt auf Ihre Bedürfnisse an und integriert sich mühelos in Ihren Alltag.



Technisch auf höchstem Niveau

Durch die Verwendung einer leichten und sehr stabilen Rohrrahmen-Konstruktion aus Aluminium, begeistert der Elektrorollstuhl mit einem Gewicht von nur 28 kg in der Standardausführung.

Durch den einfachen Klappmechanismus ermöglicht der Rollstuhl große Flexibilität und Portabilität. Der faltbare Elektrorollstuhl ist sowohl für den Innenbereich als auch für den Außenbereich geeignet.

Perfekt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst, punktet der Volksrolli mit einem in der Länge verstellbaren Fußbrett, hochklappbaren Armlehnen, einer einstellbaren Rückenlehne sowie einer flexiblen Steuerung und integriertem Licht auf Knopfdruck.

„Vereinbaren Sie eine kostenlose Beratung und Probefahrt direkt bei Ihnen zu Hause!“



Hohe Reichweite und höchste Portabilität

Trotz Einschränkung flexibel und mobil bleiben: Unser faltbarer Volksrolli bietet Ihnen den Komfort eines hochwertigen, stabilen und langlebigen Fortbewegungsmittels in Verbindung mit maximaler Reichweite, hoher Belastungsgrenze und einer optimalen Mitnahmemöglichkeit.

Beantragung und Service

Unser erfahrener Team steht Ihnen bei der Beantragung zur Seite und kümmert sich um den gesamten Prozess. Sobald Sie uns Ihr Rezept eingereicht haben, übernehmen wir die Kommunikation mit Ihrer Krankenkasse und sorgen dafür, dass alle notwendigen Formalitäten reibungslos abgewickelt werden.

Der Volksrolli im Alltag

Der Volksrolli ist nicht nur ein Hilfsmittel, sondern Ihr täglicher Begleiter, der Ihnen in verschiedensten Lebenssituationen zur Seite steht. Ob bei einem Marktbesuch, wo Sie sich mühe los durch die Stände bewegen können, oder bei anderen alltäglichen Erledigungen der Volksrolli macht es Ihnen leicht, aktiv am Leben teilzunehmen. Auch auf Reisen zeigt er seine Stärken: Dank seines geringen Gewichts und der Möglichkeit, ihn kompakt zusammenzufalten, können Sie ihn problemlos im Bus oder Flugzeug mitnehmen. So sind Sie immer unabhängig und mobil, egal wohin es geht.

„Selbstverständlich entsprechen unsere Modelle den höchsten Sicherheitsstandards.“




Flexibilität für jede Lebenslage

Ob für den täglichen Gebrauch im gewohnten Umfeld, für Arztbesuche oder zwecks Erledigung von Einkäufen oder für Spazierfahrten im Park und auf Reisen – unser Volksrolli ist für jede Lebenslage ausgelegt. Dank der hohen Anpassungsfähigkeit können Sie ihn an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Die wendigen Vorderräder ermöglichen ein einfaches Manövrieren in engen Räumen, während der elektrische Rollstuhl auch Steigungen bis zu 12 Grad mühelos bewältigen kann.

Worauf warten Sie noch? Die beste Zeit ist jetzt!

Verzichten Sie nicht länger auf den Komfort und die Lebensqualität, die der Volksrolli bietet. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten, nutzen Sie die Möglichkeit zu einer kostenlosen Probefahrt bei Ihnen Zuhause in gewohnter Umgebung und erleben Sie, wie der Volksrolli Ihren Alltag erleichtert und bereichert. Starten Sie heute in ein neues Kapitel voller Unabhängigkeit und Bewegungsfreiheit!

Mit diesen Vorteilen steht Ihnen nichts mehr im Weg, Ihre Mobilität und Unabhängigkeit zu genießen – egal in welcher Lebensphase Sie sich befinden.



ELEKTRISCHE ROLLSTÜHLE einfach MIETEN!

Unsere faltbaren Elektrorollstühle

Benötigen Sie für die Planung Ihrer nächsten Urlaubsreise eine äußerst zuverlässige Mobilitätshilfe? Mit unseren faltbaren Elektrorollstühlen können Sie auch die entferntesten Ziele problemlos und ganz entspannt bereisen. Ab sofort bieten wir unsere faltbaren Elektro-rollstühle auch zur Kurzzeitmiete an! Hier finden Sie den idealen Begleiter, nicht nur auf Reisen, sondern auch im Alltag. Für eine telefonische Beratung und andere Fragen können Sie uns unter der kostenlosen Servicenummer **0 800 621 777 2** erreichen.

Innovative Technik auf höchstem Niveau

Dank des Einsatzes von leichtem und zugleich extrem robustem Aluminium überzeugen diese Elektrorollstühle mit einem Standardgewicht von nur 28 kg. Der durchdachte und stabile Klappmechanismus bietet dabei maximale Flexibilität und Mobilität. Diese faltbaren Rollstühle sind sowohl für den Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich bestens geeignet.

Unser Liefer- / Leistungsumfang

- inkl. Anlieferung und Abholung ✓
- inkl. Versicherung ✓
- inkl. Beleuchtung ✓
- inkl. Reisetasche ✓
- inkl. Stockhalter ✓
- inkl. Zertifikate (für die Mitnahme im Flugzeug) ✓

Weitere Extras auf Anfrage möglich!





Partner aller Krankenkassen – bundesweit +++ falls es aber einmal etwas länger dauert...

... schneller ALS DIE KRANKENKASSE – UNSERE SOFORTÜBERLASSUNG

Sie benötigen Ihren Rollstuhl sofort und möchten nicht auf die Bestätigung Ihrer Krankenkasse warten?

Durch unsere Sofortüberlassungs-Option können wir Ihnen innerhalb von 3 Werktagen einen elektrischen Rollstuhlhilfe liefern. Diesen können Sie sofort nutzen, während die Krankenkasse Ihren Antrag bearbeitet**.

Wird Ihr Antrag genehmigt, so nutzen Sie Ihren Rollstuhl einfach weiter und wir berechnen einen einmaligen Pauschalbetrag von **149,-€**


Bei einer Ablehnung des Antrags holen wir den Rollstuhl kostenfrei ab und berechnen Ihnen pauschal eine Monatsmiete in Höhe von **399,-€**

** diese Option gilt nicht für Versicherte folgender Krankenkassen:

- AOK Bayern
- AOK Baden-Württemberg
- AOK Bremen/Bremerhaven
- AOK Niedersachsen
- AOK Rheinland-Pfalz/Saarland
- AOK Plus
- BKK firmus
- Bahn-BKK
- Bosch BKK
- MH plus BKK

Kompetente BERATUNG – GANZ IN IHRER Nähe

Unsere
Firmenzentrale
in Bocholt, NRW



Unser Team von Beratern und Technikern ist in ganz Deutschland für Sie unterwegs und überzeugt jeden Tag aufs Neue mit authentischer und ehrlicher Fachberatung aus erster Hand.



Unsere GESCHICHTE & MISSION

Die Fellerhoff Medizintechnik ist seit 15 Jahren Experte für Mobilitäts- und Pflegehilfsmittel. In dieser Zeit hat unser Team tausenden Menschen zu mehr Mobilität und Lebensfreude verholfen. Von Beginn an lag unser Fokus darauf, Produkte zu schaffen, die das Leben unserer Kunden einfacher und angenehmer machen. Neben der Unterstützung unserer Kunden zu Hause in ihrer Mobilität und Pflege bieten wir auch Produkte für die klinische Versorgung an.

Wir setzen sowohl auf klassischen Direktvertrieb, bei dem unsere geschulten Medizinprodukteberater direkten Kontakt zu unseren Endkunden pflegen und vorstellige Eindrücke in ihre Bedürfnisse gewinnen, als auch auf unser bundesweiter Mobilitätspartner, wie bsp. klassische Sanitätshäuser.

Unser Produkt: Der Volksrolli

Der Volksrolli ist mehr als nur ein faltbarer Elektrorollstuhl – er ist ein Statement für Freiheit und Unabhängigkeit. Mit modernem Design, fortschrittlicher Technik und höchstem Komfort, setzt der Volksrolli neue Maßstäbe in der Mobilitätsbranche. Er bietet hohe Reichtümer und Belastungsgrenzen sowie eine optimale Mitnahmemöglichkeit – über alle Grenzen hinweg!

Unsere Kunden schätzen besonders die einfache Handhabung, die robuste Bauweise und die vielseitige Einsatzmöglichkeit. Ob drinnen oder draußen, der Volksrolli ist dank individueller Anpassungsmöglichkeiten und einfachen Antriebsmechanismen der perfekte Begleiter für jedes Lebenstage. Im Vergleich zu Produkten von Marktleitern punktet unser Modell durch integriertes Licht, eine einstellbare Rückenlehne und ein längerverstellbares Fußbett.


Unser Beitrag zur Mobilität

Wir bei Fellerhoff MEDTEC sind stolz darauf, einen bedeutenden Beitrag zur Mobilität zu leisten. Der Volksrolli ermöglicht Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, ihr Leben aktiv und selbstbestimmt zu gestalten. Er bietet die Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und Unabhängigkeit zu bewahren. Unsere Mission ist es, Mobilität für alle zugänglich zu machen und die Lebensqualität unserer Kunden nachhaltig zu verbessern.



Treppenlift und Elektrorollstuhl

EIN PERFEKTES **Zusammenspiel** FÜR IHREN ALLTAG



Über Sonilift

Auch unsere Partnerfirma **Sonilift GmbH** lebt es vor:

Qualitativ hochwertige Produkte treffen auf einen ausgezeichneten Service, um erfolgreich am Markt zu bestehen. In kürzester Zeit hat es Sonilift geschafft, sich einen Namen zu machen und eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zu schreiben. Wir leben die gemeinsame Vision, Mobilität Wirklichkeit werden zu lassen.

Nach positivem Bescheid Ihrer Krankenkasse übernimmt diese einen Großteil der Kosten.

Ihr Arzt stellt diese Verordnung für ein Modell aus, das im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen gelistet ist. Sie zahlen hierfür ggf. eine gesetzliche Zuzahlung in Höhe von 10,- Euro.

Das Budget Ihres Arztes wird nicht belastet.

IK Nummer: 590507217
Hilfsmittelnummer: 18.50.07.0010

Eine Erprobung wird durch die Fellerhoff MED TEC oder seine Partner – als zertifizierte Unternehmen – durchgeführt und garantiert.

**Das Budget
Ihres Arztes
wird NICHT
belastet!**

Gut zu wissen

WICHTIGE TIPPS & HINWEISE vom Profi

Krankenkasse bzw. Kostenträger									
Musterkasse									
Name, Vorname des Versicherten									
Mustermann									
noctu									
Maria									
Musterstraße 12									
123456 Musterstadt									
ge. am 1.12.1956									
Zuzahlung Ges.-Brutto									
Arzneimittel-Hilfsmittel-Nr. Fa. Kt. Taxe									
1. Verordnung									
2. Verordnung									
3. Verordnung									
10/14									
Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status									
106458753 A123456789 1000 1									
Betriebsstätten-Nr. Arzt-Nr. Datum									
211041313 6543217 10.06.2022									
Arbeitsunfall									
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)									
1 faltbarer, elektrischer Rollstuhl 18.50.07.0									
aut idem									
aut idem Diagnose									
aut idem									
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!									
Unfalltag									
Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer									
Abgabedatum in der Apotheke									
Unterschrift des Arztes Muster 6 (7.08)									



Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Probefahrt!

Servicetelefon:
0 800 621 7772

Weitere Informationen erhalten Sie hier:



fellerhoff-medtec.de



facebook.com/volksrolli



instagram.com/volksrolli



volksrolli.de