


VOLKS ROLLI[®]
by MED-TEC



SEINE *Ausstattung*
MACHT IHN ZU ETWAS *Besonderem*

Auf
Rezept




Einzigartige MERKMALE UND *fortschrittliche* TECHNIK...



Rückenlehne einstellbar



Einfaches Wechseln der Steuerung von rechts nach links oder nach hinten für Begleitpersonen



Armlehnen beidseitig hochklappbar, mit praktischem Getränkehalter



USB-Lademöglichkeit für Mobilgeräte



Fußbrett komplett nach hinten einklappbar und längenverstellbar



inklusive Kippschutz

... EINFACH *strahlend* SCHÖN!

SOUVERÄNITÄT IM *Alltag* –
DURCH BEEINDRUCKENDE *Technik*

Beschreibung	Werte
Hilfsmittelnummer	18.50.07.0010
Gesamtlänge	88 cm
Gesamtbreite	60 cm
Gesamthöhe	100 cm
Maße gefaltet	60 x 40 x 82 cm
Sitzhöhe	56 cm bis 60* cm
Sitzbreite	47 cm bis 57* cm
Sitztiefe	46 cm
Gewicht, netto	28 kg
Gewicht pro Akku	1,5 kg
Belastbarkeit max.	150 kg
Vorderrad	16 cm (8 Zoll), Vollgummi
Hinterrad	33 cm (12,5 Zoll), Vollgummi
Steigungswinkel	12° Grad (21%)
Motorleistung	2 x 24 Volt, 250 Watt
Akkuleistung	2 x 24 Volt, 6AH Lithium-Ionen-Batterie
Ladegerät	24 Volt, 2A
Reichweite (bei 100% Ladung)	24 km (2 Akkus à 12 Kilometer)
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h (stufenlos einstellbar)

* optionales Zubehör



Individualität ist unser Markenzeichen ...

DAS *Zubehör* FÜR IHREN VOLKSROLLI



Zubehör- und Ersatzteilkatalog

Volksrolli (Stand 09.2024)

ARTIKELBESCHREIBUNG	STÜCKPREIS UVP (BRUTTO) */**
Reisetasche/Schutzhaube (inkl. Volksrolli-Bestickung)	109,00 EUR
Rucksack zur Anbringung an der Rückenlehne des Rollstuhls (inkl. Volksrolli-Bestickung)	59,90 EUR
Armlehntasche (inkl. Volksrolli-Bestickung)	19,90 EUR
Staufach/Tasche unterhalb des Sitzes (inkl. Volksrolli-Bestickung)	29,90 EUR
Einkaufsnetz zur seitlichen Anbringung am Rollstuhl	29,90 EUR
Batterietasche (inkl. Volksrolli-Bestickung)	29,90 EUR
Teleskop-Rampe, bspw. für ein vereinfachtes Verstauen im Auto (inkl. Tasche)	199,00 EUR
Kofferraummatte / Ladekantenschutz (inkl. Volksrolli-Bestickung)	42,90 EUR
Rückenpolster in Standardausführung (inkl. Volksrolli-Bestickung)	45,90 EUR
Sitzkissen in Standardausführung von 6 cm Stärke	45,90 EUR
Sitzkissen, erhöht und von 10 cm Stärke	59,90 EUR**
Sitzverbreiterung (+10 cm)	69,90 EUR**
Getränkehalter, inkl. Befestigungsmaterial	19,90 EUR
Stockhalter	14,90 EUR**
Armlehne links oder rechts, in Standardausführung	29,90 EUR
Kopfstütze, inkl. Befestigungsmaterial	199,00 EUR**
Beinstütze links oder rechts	129,00 EUR**
Steuerung (komplettes Modul, inkl. Kabel, installiert auf Montageplatte)	255,00 EUR
Pflegesteuerungsset „elektrisch“ (Montage-/Adapterplatte, inkl. Befestigungsmaterial, zur Anbringung der Hauptsteuerung hinten, für Begleitperson)	69,90 EUR**
Pflegesteuerungsset „manuell“ (Set von 2 Stück Schiebegriffen, inkl. Befestigungsmaterial zur Montage hinten an der Rücklehne, für Begleitperson)	125,00 EUR
Kugelkopfsteuerung (Tausch/Umbau Joystick-Standard auf „Golfball-Ausführung“)	25,00 EUR**
Hinterreifen links oder rechts (Vollgummi, inkl. Motoreinheit)	299,00 EUR
Vorderreifen links oder rechts (Vollgummi, inkl. Gelenk/Feder)	69,90 EUR
Fußbrett (komplettes Modul, inkl. Rohrkonstruktion und Auflage)	119,00 EUR
Batterie	525,00 EUR
Ladekabel	89,90 EUR

* Preisanpassungen vorbehalten

**sofern es sich nicht um medizinisch notwendiges Zubehör handelt, da andererseits kostenfrei im Zuge der Bestellung eines Volksrollis

DAS SOLLTEN SIE ÜBER *Rollstühle* WISSEN



Ein Rollstuhl gibt Ihnen und Ihren Angehörigen die Mobilität zurück, die durch körperliche Einschränkungen im Alter verloren gegangen ist. Durch einen Rollstuhl bietet sich die Möglichkeit wieder am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.

Dadurch lässt sich die Lebensqualität und der Bewegungsradius erheblich verbessern, ohne viel Geld ausgeben zu müssen.

Für wen eignet sich ein Rollstuhl?

Rollstühle sind für viele Menschen ein unentbehrliches Hilfsmittel im Alltag. Der Rollstuhl macht die Mobilität für Personen mit körperlichen Einschränkungen wieder möglich.

Auch psychisch trägt dies zur Verbesserung der Lebensqualität bei. Der Rollstuhl ermöglicht mehr Selbstständigkeit.

Bei klassischen Rollstuhl-Modellen werden die Räder von Ihnen per Hand angetrieben oder Ihr Angehöriger kann Sie schieben. Möchten Sie die Gelenke Ihres Angehörigen schonen, dann ist eine optionale Begleitsteuerung eine große Erleichterung.

Auch bei einer kurzweiligen körperlichen Einschränkung helfen Rollstühle unkompliziert weiter. In diesem Fall wird das Modell einfach ausgeliehen und dann zurückgegeben, wenn es nicht mehr gebraucht wird.

Faltbare Modelle sind auch in Autos mit kleinen Kofferräumen problemlos zu transportieren und somit auch überregional ein treuer Begleiter.

Der faltbare Elektrorollstuhl

Mobil und unabhängig – das ist mit herkömmlichen Rollstühlen oft nur schwer möglich. Unser Rollstuhl ermöglicht Ihnen ab sofort die Fortbewegung mittels elektrischem Antrieb auf technisch höchstem Niveau.

Mit seinem geringen Gewicht, einem minimalen Platzbedarf und der großen Reichweite, passt sich ein faltbarer Elektrorollstuhl perfekt auf Ihre Bedürfnisse an und integriert sich mühelos in Ihren Alltag.



Technisch auf höchstem Niveau

Durch die Verwendung einer leichten und sehr stabilen Rohrrahmen-Konstruktion aus Aluminium, begeistert der Elektrorollstuhl mit einem Gewicht von nur 28 kg in der Standardausführung.

Durch den einfachen Klappmechanismus ermöglicht der Rollstuhl große Flexibilität und Portabilität. Der faltbare Elektrorollstuhl ist sowohl für den Innenbereich als auch für den Außenbereich geeignet.

Perfekt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst, punktet der Volksrolli mit einem in der Länge verstellbaren Fußbrett, hochklappbaren Armlehnen, einer einstellbaren Rückenlehne sowie einer flexiblen Steuerung und integriertem Licht auf Knopfdruck.

„Vereinbaren Sie eine kostenlose Beratung und Probefahrt direkt bei Ihnen zu Hause!“



Hohe Reichweite und höchste Portabilität

Trotz Einschränkung flexibel und mobil bleiben: Unser faltbarer Volksrolli bietet Ihnen den Komfort eines hochwertigen, stabilen und langlebigen Fortbewegungsmittels in Verbindung mit maximaler Reichweite, hoher Belastungsgrenze und einer optimalen Mitnahmemöglichkeit.

Beantragung und Service

Unser erfahrenes Team steht Ihnen bei der Beantragung zur Seite und kümmert sich um den gesamten Prozess. Sobald Sie uns Ihr Rezept eingereicht haben, übernehmen wir die Kommunikation mit Ihrer Krankenkasse und sorgen dafür, dass alle notwendigen Formalitäten reibungslos abgewickelt werden.

Der Volksrolli im Alltag

Der Volksrolli ist nicht nur ein Hilfsmittel, sondern Ihr täglicher Begleiter, der Ihnen in verschiedensten Lebenssituationen zur Seite steht. Ob bei einem Marktbesuch, wo Sie sich mühelos durch die Stände bewegen können, oder bei anderen alltäglichen Erledigungen der Volksrolli macht es Ihnen leicht, aktiv am Leben teilzunehmen. Auch auf Reisen zeigt er seine Stärken: Dank seines geringen Gewichts und der Möglichkeit, ihn kompakt zusammenzufalten, können Sie ihn problemlos im Bus oder Flugzeug mitnehmen. So sind Sie immer unabhängig und mobil, egal wohin es geht.

„Selbstverständlich entsprechen unsere Modelle den höchsten Sicherheitsstandards.“

Unser Ziel ist es, Ihnen den Zugang zu Ihrem neuen Elektrorollstuhl so einfach wie möglich zu gestalten, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Ihre neu gewonnene Mobilität.




Flexibilität für jede Lebenslage

Ob für den täglichen Gebrauch im gewohnten Umfeld, für Arztbesuche oder zwecks Erledigung von Einkäufen oder für Spazierfahrten im Park und auf Reisen – unser Volksrolli ist für jede Lebenslage ausgelegt. Dank der hohen Anpassungsfähigkeit können Sie ihn an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Die wendigen Vorderräder ermöglichen ein einfaches Manövrieren in engen Räumen, während der elektrische Rollstuhl auch Steigungen bis zu 12 Grad mühelos bewältigen kann.

Worauf warten Sie noch? Die beste Zeit ist jetzt!

Verzichten Sie nicht länger auf den Komfort und die Lebensqualität, die der Volksrolli bietet. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten, nutzen Sie die Möglichkeit zu einer kostenlosen Probefahrt bei Ihnen Zuhause in gewohnter Umgebung und erleben Sie, wie der Volksrolli Ihren Alltag erleichtert und bereichert. Starten Sie heute in ein neues Kapitel voller Unabhängigkeit und Bewegungsfreiheit!

Mit diesen Vorteilen steht Ihnen nichts mehr im Weg, Ihre Mobilität und Unabhängigkeit zu genießen – egal in welcher Lebensphase Sie sich befinden.



ELEKTRISCHE ROLLSTÜHLE *einfach* MIETEN!

Unsere faltbaren Elektrorollstühle

Benötigen Sie für die Planung Ihrer nächsten Urlaubsreise eine äußerst zuverlässige Mobilitätshilfe? Mit unseren faltbaren Elektrorollstühlen können Sie auch die entferntesten Ziele problemlos und ganz entspannt bereisen. Ab sofort bieten wir unsere faltbaren Elektro-rollstühle auch zur Kurzzeitmiete an! Hier finden Sie den idealen Begleiter, nicht nur auf Reisen, sondern auch im Alltag. Für eine telefonische Beratung und andere Fragen können Sie uns unter der kostenlosen Servicenummer **0 800 621 777 2** erreichen.

Innovative Technik auf höchstem Niveau

Dank des Einsatzes von leichtem und zugleich extrem robustem Aluminium überzeugen diese Elektrorollstühle mit einem Standardgewicht von nur 28 kg. Der durchdachte und stabile Klappmechanismus bietet dabei maximale Flexibilität und Mobilität. Diese faltbaren Rollstühle sind sowohl für den Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich bestens geeignet.

Unser Liefer- / Leistungsumfang

- inkl. Anlieferung und Abholung ✓
- inkl. Versicherung ✓
- inkl. Beleuchtung ✓
- inkl. Reisetasche ✓
- inkl. Stockhalter ✓
- inkl. Zertifikate (für die Mitnahme im Flugzeug) ✓

Weitere Extras auf Anfrage möglich!

You
can
rent me!





Partner aller Krankenkassen – bundesweit +++ falls es aber einmal etwas länger dauert ...

... *schneller* ALS DIE KRANKENKASSE – UNSERE SOFORTÜBERLASSUNG

Sie benötigen Ihren Rollstuhl sofort und möchten nicht auf die Bestätigung Ihrer Krankenkasse warten?

Durch unsere Sofortüberlassungs-Option können wir Ihnen innerhalb von 3 Werktagen den elektrischen Rollstuhl liefern. Diesen können Sie sofort nutzen, während die Krankenkasse Ihren Antrag bearbeitet**.

Wird Ihr Antrag genehmigt, so nutzen Sie Ihren Rollstuhl einfach weiter und wir berechnen einen einmaligen Pauschalbetrag von **149,-€**

Bei einer Ablehnung des Antrags holen wir den Rollstuhl kostenfrei ab und berechnen Ihnen pauschal eine Monatsmiete in Höhe von **399,-€**


*** diese Option gilt nicht für Versicherte folgender Krankenkassen:*

- AOK Bayern
- AOK Baden-Württemberg
- AOK Bremen/Bremerhaven
- AOK Niedersachsen
- AOK Rheinland-Pfalz/Saarland
- AOK Plus
- BKK firmus
- Bahn-BKK
- Bosch BKK
- MH plus BKK

Kompetente BERATUNG – GANZ IN IHRER Nähe

Unsere
Firmenzentrale
in Bocholt, NRW

Unser Team von Beratern und Technikern ist
in ganz Deutschland für Sie unterwegs und
überzeugt jeden Tag aufs Neue mit authentischer
und ehrlicher Fachberatung aus erster Hand.



Unsere GESCHICHTE & MISSION

Als aufstrebendes Unternehmen in der Medizinproduktbranche haben wir uns dem Ziel verschrieben, die Mobilität von Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit zu revolutionieren. Lassen Sie sich von unserer Geschichte und unserem einzigartigen Produkt begeistern.

Die Fellerhoff Medizintechnik ist seit 15 Jahren Experte für Mobilitäts- und Pflegehilfsmittel. In dieser Zeit hat unser Team tausenden Menschen zu mehr Mobilität und Lebensfreude verholfen. Von Beginn an lag unser Fokus darauf, Produkte zu schaffen, die das Leben unserer Kunden einfacher und angenehmer machen. Neben der Unterstützung unserer Kunden zu Hause in ihrer Mobilität und Pflege bieten wir auch Produkte für die klinische Versorgung an.

Wir setzen sowohl auf klassischen Direktvertrieb, bei dem unsere geschulten Medizinprodukteberater direkten Kontakt zu unseren Endkunden pflegen und wertvolle Einblicke in ihre Bedürfnisse gewinnen, als auch auf unsere bundesweiten Mobilpartner, wie bspw. klassische Sanitätshäuser.

Unser Produkt: Der Volkssrolli

Der Volkssrolli ist mehr als nur ein faltbarer Elektrorollstuhl – er ist ein Statement für Freiheit und Unabhängigkeit. Mit modernem Design, fortschrittlicher Technik und höchstem Komfort, setzt der Volkssrolli neue Maßstäbe in der Mobilitätsbranche. Er bietet hohe Reichweiten und Belastungsgrenzen sowie eine optimale Mitnahmemöglichkeit – über alle Grenzen hinaus!

Unsere Kunden schätzen besonders die einfache Handhabung, die robuste Bauweise und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Ob drinnen oder draußen, der Volkssrolli ist dank individueller Anpassungsmöglichkeiten und einfachem Faltsmechanismus der perfekte Begleiter für jede Lebenslage. Im Vergleich zu Produkten von Marktbegleitern punktet unser Modell durch integriertes Licht, eine einstellbare Rückenlehne und ein längenverstellbares Fußbrett.

Unser Beitrag zur Mobilität

Wir bei Fellerhoff MED TEC sind stolz darauf, einen bedeutenden Beitrag zur Mobilität zu leisten. Der Volkssrolli ermöglicht Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, ihr Leben aktiv und selbstbestimmt zu gestalten. Er bietet die Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und Unabhängigkeit zu bewahren. Unsere Mission ist es, Mobilität für alle zugänglich zu machen und die Lebensqualität unserer Kunden nachhaltig zu verbessern.

IHR VOLKSROLLI *Team*



Treppenlift und Elektrorollstuhl
EIN PERFEKTES **Zusammenspiel**
FÜR IHREN ALLTAG



Weitere Infos unter
www.sonilift.de



Über Sonilift

Auch unsere Partnerfirma **Sonilift GmbH** lebt es vor:

Qualitativ hochwertige Produkte treffen auf einen ausgezeichneten Service, um erfolgreich am Markt zu bestehen. In kürzester Zeit hat es Sonilift geschafft, sich einen Namen zu machen und eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zu schreiben. Wir leben die gemeinsame Vision, Mobilität Wirklichkeit werden zu lassen.

Das Budget
Ihres Arztes
wird **NICHT**
belastet!

Gut zu wissen

WICHTIGE TIPPS & HINWEISE vom Profi

Nach positivem Bescheid Ihrer Krankenkasse übernimmt diese einen Großteil der Kosten.


Ihr Arzt stellt diese Verordnung für ein Modell aus, das im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen gelistet ist. Sie zahlen hierfür ggf. eine gesetzliche Zuzahlung in Höhe von 10,- Euro.

Das Budget Ihres Arztes wird nicht belastet.

IK Nummer: 590507217
Hilfsmittelnummer: 18.50.07.0010

Eine Erprobung wird durch die Fellerhoff MED TEC oder seine Partner – als zertifizierte Unternehmen – durchgeführt und garantiert.

☐ Gebühr frei	Krankenkasse bzw. Kostenträger			Hilfs- mittel		Impf- stoff	Spr.-St. Bedarf	Begr.- Pflicht	Apotheken-Nummer / IK		
☐ Geb.- pfl.	Musterkasse			6	7	8	9				
☐ noctu	Name, Vorname des Versicherten			Zuzahlung		Gesamt-Brutto					
☐ Sonstige	Mustermann Maria Musterstraße 12 123456 Musterstadt			geb. am 11.12.1956							
☐ Unfall	Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status	Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr.		Faktor		Taxe			
☐ Arbeits- unfall	106458753	A123456789	1000 1	1. Verordnung							
	Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum	2. Verordnung							
	211041313	6543217	10.06.2022	3. Verordnung							
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)				Vertragsarztstempel							
☐ aut idem	1 faltbarer, elektrischer Rollstuhl										
☐ aut idem	Diagnose										
☐ aut idem	Fahrtauglichkeit ist gegeben										
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!				Abgabedatum in der Apotheke		Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)					
Unfalltag		Unfallbetrieb oder Arbeitgebernnummer									



Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Probefahrt!

*Servicetelefon:
0 800 621 777 2*

Weitere Informationen erhalten Sie hier:




fellerhoff-medtec.de



facebook.com/volksrolli



instagram.com/volksrolli



volksrolli.de